

General Safety Symbols

This symbol alerts you to a wide range of potential dangers. Lire toutes les consignes de sécurité. Este símbolo alerta de un gran número de peligros potenciales. Este símbolo alerta de un gran número de peligros potenciales. Este símbolo mont auf verschiedenen möglichen Gefahren aufmerksam. 此符号提醒注意各种可能的危险。

This symbol advises you of danger from electricity or electric shock. Este símbolo indica un peligro eléctrico o un riesgo de electrocución. Dieses Symbol weist Sie auf Gefahren durch Elektrifizierung oder Stromschlag aufmerksam. 此符号提醒注意电气危险或触电危险。

This symbol indicates that a hot surface may be present. Este símbolo indica que puede haber una superficie caliente. Dieses Symbol weist Sie auf Gefahren durch Überhitzung oder heiße Oberflächen hin. 此符号提醒注意高温危险或热表面危险。

This symbol indicates alternating current. Este símbolo indica una corriente alterna. Dieses Symbol weist Sie auf Gefahren durch Wechselstrom hin. 此符号提醒注意交流电危险。

This symbol marks information that is particularly important. Este símbolo marca información que es particularmente importante. Dieses Symbol kennzeichnet Informationen von besonderer Wichtigkeit. 此符号标记重要信息。

This symbol indicates alternating current. Este símbolo indica una corriente alterna. Dieses Symbol weist Sie auf Gefahren durch Wechselstrom hin. 此符号提醒注意交流电危险。

These symbols on the Power Switch/Circuit Breaker indicate that they place the main power supply ON/OFF. Este símbolo en el interruptor/desconector eléctrico indica la posición de encendido/apagado del suministro eléctrico principal. Dieses Symbol am Hauptschalter/Schaltkreis-Schalter weist darauf hin, dass dieser Schalter die Hauptstromversorgung ein- und ausschaltet. 此符号在电源开关/断路器上指示其将主电源供应打开/关闭。


This symbol on the Power Key indicates that it places the unit in a standby mode. It DOES NOT fully disconnect the unit from the power supply. Este símbolo en la tecla de encendido indica que la unidad se enciende en modo de espera. El símbolo NO desconecta la unidad completamente del suministro eléctrico. Dieses Symbol am Standby-Taste weist darauf hin, dass das Gerät in den Standby-Modus versetzt. Das Gerät wird NICHT vollständig von der Stromversorgung getrennt. 此符号在待机键上指示，按下该键不会完全断开设备与电源的连接。

Read all instructions pertaining to safety, set-up, and operation. Proper operation and maintenance is the user's responsibility. Lire toutes les consignes de sécurité, d'installation et d'utilisation. Il incombe à l'utilisateur l'entretien et la maintenance. Lea todas las instrucciones relativas a la seguridad, instalación y uso. El uso y mantenimiento correctos son responsabilidad del usuario.

Es müssen alle Anweisungen in Bezug auf Sicherheit, Aufbau/Einrichtung und Bedienung gelesen werden. Der Benutzer trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Bedienung und Instandhaltung des Geräts. Es müssen alle Anweisungen in Bezug auf Sicherheit, Aufbau/Einrichtung und Bedienung gelesen werden. Der Benutzer trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Bedienung und Instandhaltung des Geräts. 必须阅读所有有关安全、设置和操作的说明。正确使用和维护是用户的责任。

所有安全、设置和操作的说明都必须仔细阅读。正确使用和维护是用户的责任。

1. In reservoir with fluid. Remplissez le réservoir de liquide. Füllen Sie das Gefäß mit Flüssigkeit. 向储液罐中加注液体。



5. Adjust Safety Set temperature. Ajustez la température limite de sécurité. Ajusten Sie den Sicherheits-Temperatur-Sollwert ein. 调整安全设定温度。

Safety setting should be approximately 50°C. La température limite de sécurité doit être réglée à de 50 °C environ. Der Sollwert der Sicherheitstemperatur sollte auf ca. 50 °C eingestellt werden. 安全设定温度应约为 50°C。

5.6. Allow the bath fluid to stabilize at the desired Safety Set. Laissez le fluide du bain se stabiliser à la température limite de sécurité. Lassen Sie das Gefäß mit der Flüssigkeit auf der gewünschten Sicherheitstemperatur-Sollwert stabilisiert hat. 让浴液在设定的安全设定温度下稳定。

6. In case of an alarm. En cas d'alarme. Im Falle eines Alarms. 在报警的情况下。

2. Use a small flat blade screwdriver, rotate the Safety Thermostat clockwise until it stops. Utilisez un petit tournevis à lame plate, tournez le thermostat à l'horizontale jusqu'à ce qu'il s'arrête. Drehen Sie den Sicherheitsthermostat mit Hilfe eines Flachschraubendrehers im Uhrzeigersinn bis er anhält. 使用小型扁头螺丝刀，顺时针旋转安全恒温器直到它停止。



5.4. Using a small flat blade screwdriver, rotate the Safety Thermostat clockwise until it stops. Utilisez un petit tournevis à lame plate, tournez le thermostat à l'horizontale jusqu'à ce qu'il s'arrête. Drehen Sie den Sicherheitsthermostat mit Hilfe eines Flachschraubendrehers im Uhrzeigersinn bis er anhält. 使用小型扁头螺丝刀，顺时针旋转安全恒温器直到它停止。

5.5. Press the Stop button. Appuyez sur le bouton d'arrêt. Drücken Sie den Stop-Knopf. 按下停止按钮。

5.6. Allow the bath fluid to stabilize at the desired Safety Set. Laissez le fluide du bain se stabiliser à la température limite de sécurité. Lassen Sie das Gefäß mit der Flüssigkeit auf der gewünschten Sicherheitstemperatur-Sollwert stabilisiert hat. 让浴液在设定的安全设定温度下稳定。

5.6. Allow the bath fluid to stabilize at the desired Safety Set. Laissez le fluide du bain se stabiliser à la température limite de sécurité. Lassen Sie das Gefäß mit der Flüssigkeit auf der gewünschten Sicherheitstemperatur-Sollwert stabilisiert hat. 让浴液在设定的安全设定温度下稳定。

6. In case of an alarm. En cas d'alarme. Im Falle eines Alarms. 在报警的情况下。

6. In case of an alarm. En cas d'alarme. Im Falle eines Alarms. 在报警的情况下。

Circulating Bath Quick Start Guide

11P332_3D

This guide offers the quickest way to install and begin operating your Circulating Bath. It provides only the details necessary to get you up and running. Please refer to the instruction manual contained on the Resource Disk that came with your circulator for full operational information. Ce guide explique la manière la plus rapide d'installer et de commencer à utiliser votre bain thermostaté. Il vous fournit juste les informations nécessaires pour le mettre en route. Pour les informations et utilisation complètes, consultez le manuel d'instructions sur le disque de ressource qui vous a été fourni avec l'appareil. Este símbolo indica un peligro eléctrico o un riesgo de electrocución. Este símbolo indica un peligro eléctrico o un riesgo de electrocución. Este símbolo indica un peligro eléctrico o un riesgo de electrocución. 此符号提醒注意电气危险或触电危险。

1. In reservoir with fluid. Remplissez le réservoir de liquide. Füllen Sie das Gefäß mit Flüssigkeit. 向储液罐中加注液体。

2. Use a small flat blade screwdriver, rotate the Safety Thermostat clockwise until it stops. Utilisez un petit tournevis à lame plate, tournez le thermostat à l'horizontale jusqu'à ce qu'il s'arrête. Drehen Sie den Sicherheitsthermostat mit Hilfe eines Flachschraubendrehers im Uhrzeigersinn bis er anhält. 使用小型扁头螺丝刀，顺时针旋转安全恒温器直到它停止。



5.4. Using a small flat blade screwdriver, rotate the Safety Thermostat clockwise until it stops. Utilisez un petit tournevis à lame plate, tournez le thermostat à l'horizontale jusqu'à ce qu'il s'arrête. Drehen Sie den Sicherheitsthermostat mit Hilfe eines Flachschraubendrehers im Uhrzeigersinn bis er anhält. 使用小型扁头螺丝刀，顺时针旋转安全恒温器直到它停止。

5.5. Press the Stop button. Appuyez sur le bouton d'arrêt. Drücken Sie den Stop-Knopf. 按下停止按钮。


5.6. Allow the bath fluid to stabilize at the desired Safety Set. Laissez le fluide du bain se stabiliser à la température limite de sécurité. Lassen Sie das Gefäß mit der Flüssigkeit auf der gewünschten Sicherheitstemperatur-Sollwert stabilisiert hat. 让浴液在设定的安全设定温度下稳定。

5.6. Allow the bath fluid to stabilize at the desired Safety Set. Laissez le fluide du bain se stabiliser à la température limite de sécurité. Lassen Sie das Gefäß mit der Flüssigkeit auf der gewünschten Sicherheitstemperatur-Sollwert stabilisiert hat. 让浴液在设定的安全设定温度下稳定。

6. In case of an alarm. En cas d'alarme. Im Falle eines Alarms. 在报警的情况下。

6. In case of an alarm. En cas d'alarme. Im Falle eines Alarms. 在报警的情况下。

4. Controller power ON. Mettez le contrôleur sous tension. Einschalten des Controllers ein. Brennen Sie das Controller ein. 打开控制器电源。



5.4. Using a small flat blade screwdriver, rotate the Safety Thermostat clockwise until it stops. Utilisez un petit tournevis à lame plate, tournez le thermostat à l'horizontale jusqu'à ce qu'il s'arrête. Drehen Sie den Sicherheitsthermostat mit Hilfe eines Flachschraubendrehers im Uhrzeigersinn bis er anhält. 使用小型扁头螺丝刀，顺时针旋转安全恒温器直到它停止。



5.5. Press the Stop button. Appuyez sur le bouton d'arrêt. Drücken Sie den Stop-Knopf. 按下停止按钮。



6. In case of an alarm. En cas d'alarme. Im Falle eines Alarms. 在报警的情况下。

6. In case of an alarm. En cas d'alarme. Im Falle eines Alarms. 在报警的情况下。